



灰化炉AAF - 3リットルと7リットル



AAF 11/3



AAF 11/7

灰化炉AAF - 3リットルと7リットル
製品仕様

詳細技術情報 (モデル)

	AAF 11/3	AAF 11/7
最高温度 (°C)	1100	1100
昇温時間 (分)	155	155
常用使用最高温度	1000	1000
寸法: 炉内 H x W x D (mm)	90 x 150 x 250	90 x 170 x 455
寸法: 外形 H x W x D (mm)	595 x 375 x 495	670 x 435 x 750
寸法: ドア開閉時 H x W x D (mm)	810 x 375 x 540	915 x 435 x 805
煙突先端までの装置高(mm)	790	1070
炉内容積 (L)	3	7
最大電力 (W)	2100	4000
保持電力 (W)	1270	2624
熱電対タイプ	K	K
重量 (kg)	22	63

注意

- 保持電力は500°Cで計測
- 昇温速度は、炉内に試料がない状態で、常温から最高温度より100°C低い温度までの間で測定。
- 最大電力と昇温時間は、240VAC で運用時の値です。

www.carbolite.com/aaf